


DISCOS EVOLUTION

EVOLUTION $\text{Æ}150$





070113001 - PACOTE DE DISCO EVOLUTION D.150 FIL.M 49 X 1,5

070113002 - PACOTE DE DISCO EVOLUTION D.150 FIL.M 54 X 1,5



EVOLUTION $\text{Æ}200$



070114001 - PACOTE DE DISCO EVOLUTION D.200 FIL.M 49 X 1,5

070114002 - PACOTE DE DISCO EVOLUTION D.200 FIL.M 54 X 1,5

Nova Aplicação

Evolution aplica o esmalte por impacto (transformando em um fino fluido) e não por nebulização (transformando em micro gotas), garantindo uma melhor penetração, mesmo em superfícies ásperas.

Dosagem da Gramatura

Combinado com a linha de tubetos, permite uma dosagem da gramatura do esmalte conforme necessário, obtendo ótimos resultados mesmo com gramatura muito baixa.

Economia de Energia

Para obter um resultado melhor que outras aplicações, Evolution utiliza menos esmalte, sendo mais leve exige rotações mais baixas. E permite também uma boa economia de energia.

Anti-Névoa

Melhor condições do ambiente de trabalho com a eliminação total de névoa na aplicação do esmalte, que também aumenta a vida útil dos componentes da linha.

Eliminação de "Ranuras"

Este fenômeno deve-se a aplicação á disco antiga que fazia ranhura nas peças, sendo totalmente eliminado com o revolucionário sistema de funcionamento do Evolution.

Gestão Simplificada

Evolution oferece ao cliente um único modelo adaptável a todas as cabines de esfumatura. O que proporciona uma gestão simplificada das peças de reposição.